



**Det osynliga röntgenstödet**

**AXiAL**

**Bruksanvisning**

2013-03-15



## Innehållsförteckning

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Användningsområde .....           | 3 |
| Produktbeskrivning .....          | 3 |
| Produktspecifikation .....        | 3 |
| Summering .....                   | 3 |
| Instruktioner för användare ..... | 5 |
| Underhåll .....                   | 5 |
| Bilder på AXIAL .....             | 5 |

## Användningsområde

**Produkt:** AXiAL är hjälpmedlet vid röntgenundersökning av höften.

**Användare:** Vårdpersonal på sjukhus kan använda produkten vid röntgenundersökning

**Användare/operatör:** Sjukvårdspersonal/läkare på röntgenavdelning

## Produktbeskrivning

Vid röntgen av höften avbildas höften från två olika projektioner, en frontal och en axial bild. Den axiella bilden kräver att patienten tar upp det motsatta benet för att man skall kunna vinkla in strålfältet för att kunna ta en bild på den aktuella höften. Om detta inte görs kommer bilden bli svår diagnostiserad och strålningen onödigt hög vid bildtagningen.

AXiAL stativet är helt gjord i kolfiber vilket gör att ställningen inte kommer att ge några störande artefakter, dessutom är AXiAL lätt för personalen att förflytta. AXiAL har tre höjdlägen så att man kan ha en bekväm ställning för patienten då man böjer upp benet. Då Axial är helt gjord i kolfiber är den även lätt att tvätta av och hålla AXiAL hygienisk!

## Produktspecifikation

**Produkt:** AXiAL är hjälpmedlet vid röntgenundersökning av höften.

• Benplatta: bredd 30 cm, djup 20 cm • Stativ: lägsta höjd 40 cm, högsta höjd 52 cm • Bottenplatta: bredd 37 cm, djup 30 cm

**Artikel nr:** KBFA1

**Varukod:** 9022 90 00 90

**Tillverkare:** KBF Röntgen Group AB

**Material:** Stativet är gjort helt i Kolfiber, benstödet är klätt i tvättbart tyg.

## Summering

AXiAL är en medicinskteknisk produkt (CE-klass1) avsedd att användas av kvalificerad personal. Användaren av denna produkt är ansvarig för att ha läst igenom och grundligt förstått all tillhandahållen produktinformation. Uppmaningar genom all produktdokumentation har speciell betydelse och kan delas in enligt följande:

**VARNING** - innebär att risk finns för skada på patient eller användare

**OBSERVERA** - risk finns för skada på aktuell eller annan utrustning

**NOTERA** - används för att påkalla uppmärksamhet till uppmaningar. Syftande till ett effektivare och mer ändamålsenligt användande av utrustningen.

Nedan följer en summering av samtliga **VARNINGAR**, **OBSERVERA** och **NOTERA** i denna bruksanvisning.

## VARNINGAR

### VARNING

Fel applicering av **AXiAL** kan innebära en påverkan av undersökning.

### VARNING

Vid en felaktig applicering av **AXiAL** kan denna ev. klämma patienten/personal.

### VARNING

Kanterna på **AXiAL**, dessa kan ev. rispa/skada patienten/personal vid kontakt.

## OBSERVERA

### OBSERVERA

Iakttag noggrannhet vid hantering av **AXiAL**. Kolfibret och tyg kan skadas vid oaktsam hantering.

## NOTERA

### NOTERA

Iakttag noggrannhet vid destruering av **AXiAL**. Produkten innehåller kolfiber och tyg.

### NOTERA

**AXiAL** innehåller material av kolfiber och tyg samt att vissa delar är avsedda att kunna röra sig. Detta innebär med tiden ett normalt åldrande och förslitning av materialet.

### NOTERA

Kantern på **AXiAL** kan synas på bild om **AXiAL** palceras i bildfält.

## Instruktioner för användare

*Före all användning: tillse att utrustningen inte är skadad och rengjord ur hygiensynpunkt.*

1. Placera patienten på röntgenbordet eller i säng.
2. Placera **AXiAL** antigen på röntgenbordet eller i sängen.
3. Ställ in stödet i önskad höjd.
4. Placera därefter den önskade extremiteten på **AXiAL** och ställ in projektionen enligt Er kliniks Metodbok.
5. **BLÄNDA IN!**
6. Exponera.

## Underhåll

**AXiAL** skall ytdesinficeras med sprit efter användning. Lämpliga intervall för underhåll bestäms enligt rutin på aktuell avdelning.

## Bilder på **AXiAL**

